

# idea L dent

teknolojik dental çözümler

FIDELIS ER-D

## ETKİN LASER

LASER ile çalışmanın farklılığını keşfedin.

YENİ

- Güçlü, hızlı, kontrollü, selektif
- Her dokuya göre ayarlanabilen pulse seçenekleri ile verimli kullanım
- Suda ve Hydroksiapatit' te emilim

### Er : YAG Endikasyonları

#### Sert Doku Preparasyonu

- Hızlı mine ve kemik kaldırma (SSP)
- Selektif çürük temizleme (SP)
- Direkt ve endirekt pulpa copyng (VLP)
- Etching (VSP )

#### Protez

- Yumuşak doku şekillendirme
- Kuron boyu uzatma
- Pembe estetik

#### Periodontoloji

- Açık küretaj
- Gingivektomi, gingiveplasti
- Deepitelizasyon
- Frenektomi

#### Cerrahi

- Kemik preparasyonu
- Vestibiloplasti
- Y.D. Yönlendirme
- Biyopsi
- Operculectomy
- Kök Rezeksiyonu

#### İmplantoloji

- İmplantüstü açma
- Periimplantitis

#### Ortodonti

- Braket yapıştırma
- Gömük dişlerin üzerini açma
- Braket Çıkarma



Dalga Boyu	: 2940
Pulse Frekansı	: 2-50 Hz.
Güç Çıkışı	: 12 W.
Laser İletim Sistemi	: 7 Eklemlili özel optik oynar kol.
Laser Sınıfı	: Sınıf IV (EN60825)

Pulse Aralıkları	: SSP-50 µs
	VSP-100 µs
	SP-300 µs
	LP-750 µs
	VLP-1000 µs



GÜÇLÜ , HIZLI, ETKİLİ, GÜVENLİ  
ER:YAG LASER

Fotona